

מכשיר פוטותרפיה חדשני לטיפול בקמטים וקמטוטים, נקבוביות פעורות, כהויות, נפיחויות, שקיות מתחת לעיניים. משפר את מרקם העור, מפחית את עומק הקמטים ומעכב היווצרות קמטים חדשים. מסייע לעור להתגבר במהירות על תהליכי דלקת ומסייע לטיפול בעור אקנתי

הוראות שימוש



השתמשו באצבע כדי לקחת כמות מתאימה של קרם/סרום ומרחו אותו על כל הפנים

5 שניות

לחצו על כפתור ההפעלה ועסו בעדינות את כל הפנים מהמרכז כלפי חוץ

1 דקה



החליקו את המכשיר על כל איזור למשך דקה עד דקה וחצי

1.5 דקה וחצי



החליקו את המכשיר על עור הפנים בהתאם לחצים שבתמונה. חזרו על פעולה זו בין 2-3 פעמים



הוראות תחזוקה וניקוי

1. לחצו על כפתור הכיבוי
2. נקו את המכשיר באמצעות מגבון לח בלבד (לא מחוספס) **אין להשתמש באלכוהול בריכוז גבוה או חומצה אשר עלולים לפגוע באיכות המכשיר.**
3. כסו את ראש המכשיר בעזרת הכיסוי המצורף
4. הניחו את המכשיר במקום יבש ומאוורר היטב, הרחק משמש.
5. חברת EMPIRE TECH מעניקה אחריות מלאה ל-3 שנים (האחריות אינה תקפה במקרים של שימוש לא נכון במכשיר או שבר) חשוב לציין כי התקלפות הודות לשימוש לא נכון בעת ניקוי אינה פוגעת בפעילותו התקינה של המכשיר.